

Endometriumablation Vereinfacht

LiNA Librata™

Kabelloses Ballonablationsgerät

~2-minütige Wärmebehandlung
mit der Flexibilität der Ballontherapie.

Eine vollautomatische, tragbare
Lösung für die Endometriumablation.



Innovation in Gynecology

LiNA Librata™

Schnell

- ~2-minütige Wärmebehandlung.
- Keine komplizierte Einrichtung.

Einfach

- Der schlanke 5,4-mm-Katheter erfordert nur eine minimale oder gar keine Dilatation.
- Ideal geeignet für die ambulante Gynäkologie.
- Nur eine einfache Schallmessung erforderlich.

Kabellose Intelligenz

- Keine Kabel. Kein Generator. Keine Kapitalinvestition.
- Intelligente Software steuert automatisch Zeit, Temperatur und Druck.



LiNA Librata™

Kabelloses Ballonablationsgerät

Vertriebspartner:



Bestellinformationen:

Produktnummer	Beschreibung	Mengeneinheit
LIB-1	LiNA Librata™ Kabelloses Ballonablationsgerät	Schachtel mit 1 Stück

LiNA Librata™ 0459 

LiNA is a registered trademark of LiNA Medical in EU, US and CN
©2019 LiNA Medical ApS. All rights reserved.

LiNA Medical ApS

• Formervangen 5
DK-2600 Glostrup
Dänemark

• Tel.: +45 43 29 66 66
Fax: +45 43 29 66 99
info@lina-medical.com

• www.lina-medical.com
CVR: 10054974

Quality Management System
NF EN ISO13485:2016